

Wb、Elisa用 Anti-Ptprd ポリクローナル抗体 - P23468

商品番号: CM0016433



前書き

PTPRD

ウサギポリクローナル抗体はWBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。シナプス分化および受容体型チロシンホスファターゼシグナル伝達に関する神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTPRD ウサギ pAb
備考/別名	HPTP; PTPD; HPTPD; HPTPDELTA; RTPDELTA; R-PTP-delta; PTPRD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5789
GeneID	5789
免疫原	ヒト PTPRD (NP_002830.1) のアミノ酸1100-1265に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23468
タンパク質分子量	215kDa
発送	保冷バッグ