

Wb、Ihc-P、Elisa対応 抗Ptprdポリクローナル抗体 - P23468

商品番号: CM0028949



前書き

PTNRDウサギpAbはウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済みです。神経シナプス分化の重要な調節因子であるヒトおよびマウスの受容体型チロシンタンパク質ホスファターゼデルタを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTNRD Rabbit pAb
別名	HPTP; PTPD; HPTPD; HPTPDELTA; RPTPDELTA; R-PTP-delta; PTNRD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5789
GeneID	5789
免疫原	ヒトPTNRD (NP_002830.1) のアミノ酸475～574に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P23468
タンパク質分子量	215kDa
発送方法	氷袋梱包