


Anti-Ptprf Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P10586

商品番号: CM0028452



前書き

ヒトPTPRF (LAR)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。標的は、タンパク質チロシンホスファターゼ活性を持つ213 kDaの細胞接着受容体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTPRF Rabbit pAb
備考/別名	LAR; BNAH2; PTPRF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5792
GeneID	5792
免疫原	ヒトPTPRF (NP_002831.2) のアミノ酸1016-1250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P10586
タンパク質分子量	213kDa
配送	水袋