


## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ptprn2ウサギポリクローナル抗体 - Q92932

商品番号: CM0014462



### 前書き

ヒトPTPRN2（IA-2beta、phogrin）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。分泌および糖尿病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                    |
|----------|------------------------------------------------------|
| 製品名      | PTPRN2 Rabbit pAb                                    |
| 備考／別名    | IAR; ICAAR; PTPRP; IA-2beta; R-PTP-N2; PTPRN2        |
| 種        | ヒト                                                   |
| GeneID   | 5799                                                 |
| 免疫原      | ヒトPTPRN2（NP_570858.2）のアミノ酸22～242に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来       | ウサギ                                                  |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途       | WB、IHC-P、ELISA                                       |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS    | Q92932                                               |
| タンパク質分子量 | 111kDa                                               |
| 配送       | 保冷バッグ                                                |