


Wb、Elisa用 Anti-Ptprr モノクローナル抗体 - Q15256

商品番号: CM0002821



前書き

ヒトPTPRR（受容体型チロシンプロテインホスファターゼR）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。MAPKシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTPRR ウサギ mAb
備考/別名	PTPRQ; EC-PTP; PCPTP1; PTP-SL; PTPBR7; PTPRR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5801
遺伝子ID	5801
免疫原	ヒトPTPRR (Q15256) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q15256
タンパク質分子量	74kDa
発送	保冷バッグ