


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Ptprr ウサギポリクローナル抗体 - Q15256

商品番号: CM0015116



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのPTPRR ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットとの交差反応性あり。MAPK調節因子である受容体型チロシンホスファターゼRを標的。シグナル伝達およびホスファターゼ研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTPRR ウサギ pAb
備考/別名	PTPRQ; EC-PTP; PCPTP1; PTP-SL; PTPBR7; PTPRR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5801
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPTPRR (NP_002840.2) のアミノ酸22-227に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q15256
タンパク質分子量	74kDa
輸送	保冷バッグ