

Wb、Elisa用 抗Ptpu ウサギ ポリクローナル抗体 - Q92729

商品番号: CM0031004



前書き

ヒトPTPRU（受容体型チロシンプロテインホスファターゼU）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。細胞接着、増殖、上皮の完全性の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTPRU ウサギ pAb
備考/別名	FMI; PTP; PCP-2; PTP-J; PTPRO; PTPU2; PTP-PI; PTP-RO; PTPPSI; hPTP-J; R-PTP-U; R-PTP-PSI; PTPRU
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10076
GeneID	10076
免疫原	ヒトPTPRU (NP_005695.3) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q92729
タンパク質分子量	162kDa
発送	保冷バッグ