


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ptrfウサギポリクローナル抗体 - Q6Nzi2

商品番号: CM0019007



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのPTRF（Cavin-1）ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。カベオラ形成、脂肪細胞生物学、代謝性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTRFウサギpAb
備考／別名	CGL4, PTRF, CAVIN, FKSGI3, cavin-1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	284119
遺伝子ID	284119
免疫原	ヒトPTRF（NP_036364.2）のアミノ酸200～280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6NZI2
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ