

## Anti-Pts (6-ピルボイルテトラヒドロビオプテリンシンターゼ)

## ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q03393

商品番号: CM0028868



## 前書き

ヒトPTS（6-ピルボイルテトラヒドロビオプテリンシンターゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。BH4生合成およびフェニルケトン尿症の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値              |
|------------|----------------|
| 製品名        | PTS Rabbit pAb |
| 備考/エイリアス   | PTPS; PTS      |
| 種          | ヒト             |
| 遺伝子ID (ヒト) | 5805           |
| 遺伝子ID      | 5805           |
| 免疫原        | 組換えタンパク質       |
| ソース        | ウサギ            |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体      |
| アプリケーション   | WB, ELISA      |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット     |
| SWISS      | Q03393         |
| タンパク質分子量   | 16kDa          |
| 配送         | 氷袋             |