


Wb、If、Ihc-P、Fc、Elisa用 抗Pu.1/Spi1モノクローナル抗体 - P17947

商品番号: CM0007005



前書き

ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、フローサイトメトリー、ELISA向けに検証済みのウサギモノクローナルPU.1/SPI1抗体。造血研究用にヒトPU.1転写因子（31 kDa、SWISS: P17947）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PU.1/SPI1 ウサギ mAb
備考／別名	OF; PU.1; AGM10; SFPI1; SPI-1; SPI-A; PU.1/SPI1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6688
遺伝子ID	6688
免疫原	ヒトPU.1/SPI1（NP_003111.2）のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、FC（細胞内）、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P17947
タンパク質分子量	31kDa
輸送	氷袋