


Anti-Puf60 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - Q9Uhx1

商品番号: CM0030752



前書き

ヒトPUF60を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットの試料に対して交差反応性を示します。転写およびスプライシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PUF60 Rabbit pAb
備考/別名	FIR; VRJS; RoBPI; SIAHBPI; PUF60
生物種	ヒト
GeneID	22827 (ヒト)
免疫原	ヒトPUF60 (NP_055096.2) のアミノ酸243-542に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHX1
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	水袋