

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Pumilio 1 ウサギモノクローナル抗体 - Q14671

商品番号: CM0003430



前書き

CamelBioは、WB、IF/ICC、ELISA用にバリデーション済みの抗Pumilio 1

ウサギモノクローナル抗体を提供しています。ヒトおよびマウスのPumilio 1 (Q14671)

と反応します。RNA結合タンパク質研究に最適です。

氷上で発送されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pumilio 1 ウサギ mAb
備考/別名	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUML1; SCA47; Pumilio 1
種	ヒト
遺伝子ID	9698
免疫原	ヒト Pumilio 1 (Q14671)のアミノ酸104-203に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14671
タンパク質分子量	126kDa
発送	氷袋