

ウエスタンブロッティング、If/Icc、Elisa用 Anti-Pumilio 1

ウサギポリクローナル抗体 - Q14671

商品番号: CM0025661



前書き

ヒトPumilio 1

(PUM1)に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティング、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。転写後調節およびRNA結合タンパク質研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pumilio 1 ウサギ pAb
備考/別名	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUML1; SCA47; Pumilio 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9698
免疫原	組換えタンパク質：ヒトPumilio 1 (NP_055491.1)のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロッティング、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14671
タンパク質分子量	126kDa
発送	保冷バッグ