

Anti-Pumilio 1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q14671

商品番号: CM0018219



前書き

ヒトPumilio 1

(PUM1)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みであり、マウスと交差反応します。RNA結合タンパク質および転写後調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pumilio 1 Rabbit pAb
備考/別名	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUML1; SCA47; Pumilio 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9698
GeneID	9698
免疫原	ヒトPumilio 1 (NP_055491.1) のアミノ酸1-130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q14671
タンパク質分子量	126kDa
配送	アイスパック