


抗Pumilio 2モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Tb72

商品番号: CM0003053



前書き

ヒトPumilio

2（PUM2）に対するウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの性能が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。RNA結合、転写後調節、幹細胞生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pumilio 2 ウサギmAb
別名	PUMH2; PUML2; Pumilio 2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	23369
GeneID	23369
免疫原	合成ペプチド ヒトPumilio 2（Q8TB72）のアミノ酸1～100番以内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TB72
タンパク質分子量	114kDa
発送	保冷剤