

WbおよびElisa用抗プリン受容体P2Y6モノクローナル抗体 - Q15077

商品番号: CM0012249

前書き

ヒトP2Yプリン受容体6（P2Y6、Q15077）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。UDP誘導性カルシウムシグナル伝達を媒介する36 kDaのGPCRを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Purinergic Receptor P2Y6 Rabbit mAb
備考/別名	P2Y6; Purinergic Receptor P2Y6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5031
遺伝子ID	5031
免疫原	合成ペプチド；ヒトPurinergic Receptor P2Y6 (Q15077)のアミノ酸229-328内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15077
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ