

Wb、Elisa用抗プリン作動性受容体P2Y6ウサギポリクローナル抗体 - Q15077

商品番号: CM0018972

前書き

ヒトP2RY6（P2Yプリン受容体6）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。標的はUDP、UTP、ATPに対するGタンパク質共役受容体であり、カルシウムシグナル伝達を媒介します。GPCRおよびヌクレオチドシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	プリン作動性受容体P2Y6ウサギpAb
備考/別名	P2Y6；プリン作動性受容体P2Y6
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5031
GeneID	5031
免疫原	ヒトP2RY6（NP_789766.1）のアミノ酸200～300に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15077
タンパク質分子量	36kDa
輸送	保冷剤