


Wb、Elisa用 抗Pus1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y606

商品番号: CM0029340



前書き

ヒトPUS1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。シュドウリジン化、mRNAスプライシング、ミトコンドリア疾患の研究に最適です。47

kDaのヒトPUS1と交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PUS1 Rabbit pAb
備考/別名	MLASA1; PUS1
種	ヒト
遺伝子ID	80324 (ヒト)
免疫原	ヒトPUS1 (NP_079491.2) のアミノ酸308-427に相当する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y606
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ