

WbおよびElisa用 Anti-Pus10 ポリクローナル抗体 - Q3Mit2

商品番号: CM0021548



前書き

ヒトPUS10を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。tRNAのシュードウリジン化およびmiRNAプロセッシング経路の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PUS10 Rabbit pAb
備考/別名	DOBI; Hup10; CCDC139; PUS10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	150962
GeneID	150962
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q3MIT2
タンパク質分子量	60kDa
輸送	アイスバッグ