


Anti-Pus7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Pz0

商品番号: CM0018937



前書き

WBおよびELISAで検証されたAnti-PUS7ウサギポリクローナル抗体。ヒトPUS7を標的とし、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。RNAシュードウリジル化およびスプライシング制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PUS7 Rabbit pAb
備考/別名	IDDABS; PUS7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54517
遺伝子ID	54517
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPUS7 (NP_061915.2) のアミノ酸352-661に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96PZ0
タンパク質分子量	75kDa
配送	氷袋