

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Pvrigウサギポリクローナル抗体 - Q6Dki7

商品番号: CM0023192



前書き

高品質なウサギポリクローナル抗PVRIG (CD112R)抗体。ウエスタンブロットとELISAで検証済み。共抑制性T細胞シグナル伝達および免疫チェックポイント経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PVRIG ウサギ pAb
備考/別名	CD112R; C7orf15; PVRIG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79037
GeneID	79037
免疫原	ヒトPVRIG (NP_076975.2)のアミノ酸193-326に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6DKI7
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ