

Wb、Elisa用抗Pvrl1ウサギポリクローナル抗体 - Q15223

商品番号: CM0022530



前書き

ヒトPVRL1（ネクチン1/HveC/CD111）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞接着およびウイルス侵入研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PVRL1 ウサギpAb
備考/別名	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRRI; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; ネクチン-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5818
GeneID	5818
免疫原	ヒトPVRL1 (NP_002846.3) のアミノ酸450-517に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15223
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	保冷剤梱包