

Fc用抗Pvrl1/Nectin1モノクローナル抗体 - Q15223

商品番号: CM0007721



前書き

ヒトNectin-

1 (PVRL1/CD111) を標的とするウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。細胞接着、ヘルペスウイルス侵入、神経発生の研究に適しており、ヒトに対して反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PVRL1/NECTIN1 ウサギmAb
別名	ED4; PRR; HlgR; HVIS; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; ネクチン-1; PVRL1/NECTIN1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5818
遺伝子ID	5818
免疫原	ヒトPVRL1/NECTIN1 (NP_002846.3) のアミノ酸1-334に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISSプロット	Q15223
タンパク質分子量	57kDa/51kDa/39kDa
発送方法	保冷剤