

Anti-Pvrl3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nqs3

商品番号: CM0029931



前書き

ヒトPVRL3 (Nectin-3, CD113)

を免疫原としたポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスと交差反応します。細胞接着、軸索ガイダンス、および細胞結合の研究に有用です。 - Q9NQS3

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PVRL3 Rabbit pAb
備考/別名	PPR3; PRR3; CD113; PVRL3; PVRR3; CDW113; NECTIN-3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25945
GeneID	25945
免疫原	ヒトPVRL3 (NP_001230215.1) のアミノ酸127-366に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9NQS3
タンパク質分子量	61kDa
配送	氷袋