

抗Pwp1モノクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q13610

商品番号: CM0003358

前書き

本ウサギモノクローナル抗体は、核小体クロマチン関連因子であるヒトPWP1（Periodic tryptophan protein 1 homolog）を特異的に認識します。WBおよびELISAで検証済み。組換え免疫原はアミノ酸460-501に対応。予測分子量56 kDa。UniProt Q13610。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PWP1 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	NCLB; IEF-SSP-9502; PWP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11137
免疫原	ヒトPWP1のアミノ酸460-501に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_008993.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13610
タンパク質重量	56kDa
配送	アイスバッグ