

Wb、Elisa用抗Pxdnウサギモノクローナル抗体 - Q92626

商品番号: CM0012187

前書き

WBおよびELISA用途向けのヒトPXDNに対するウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。細胞外マトリックス、基底膜、血管新生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PXDNウサギmAb
備考／別名	PXN; VPO; MG50; PRG2; ASGD7; COPOA; D2S448; D2S448E; hsPxd01
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7837
GeneID	7837
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPXDN（NP_036425.1）のアミノ酸431～520に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92626
タンパク質分子量	165kDa
輸送	保冷バッグ