

WbおよびElisa用抗Pxdnウサギポリクローナル抗体 - Q92626

商品番号: CM0022472

前書き

ヒトPXDN（ペルオキシダーゼ相同体）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスとも交差反応します。細胞外マトリックスおよび基底膜の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PXDNウサギpAb
別名	PXN, VPO, MG50, PRG2, ASGD7, COPOA, D2S448, D2S448E, hsPxd01, PXDN
種	ヒト
遺伝子ID	7837
免疫原	ヒトPXDN（NP_036425.1）のアミノ酸1320～1479に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92626
タンパク質分子量	165 kDa
配送	保冷バッグ