

WbおよびElisa用Anti-Pxkウサギポリクローナル抗体 - Q7Z7A4

商品番号: CM0014064

前書き

PXKウサギポリクローナル抗体は、Na,K-ATPaseおよびシナプス伝達の調節因子である、PXドメイン含有プロテインキナーゼ様タンパク質（MONAKA）を標的とします。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWBおよびELISAに適しています。です。65kDaのバンドを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PXKウサギpAb
備考/別名	SLOB; MONAKA; PXK
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54899
遺伝子ID	54899
免疫原	ヒトPXK (NP_060241.2) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7Z7A4
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスバッグ