


Wb、Elisa用抗Pxrポリクローナル抗体 - O75469

商品番号: CM0014755



前書き

ヒトPXR（NR1I2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。50

kDaのタンパク質を検出し、異物代謝および薬物輸送の研究に適しています。ヒトサンプルと交差反応しません。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PXRウサギpAb
備考／別名	BXR; PAR; PRR; PXR; SAR; SXR; ONR1; PAR1; PAR2; PARq
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8856
GeneID	8856
免疫原	合成ペプチド ヒトPXR（NP_071285.1）のアミノ酸100～200の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75469
タンパク質分子量	50 kDa
輸送	保冷バッグ