

Wb、Elisa用 抗Pycr1 ポリクローナル抗体 - P32322

商品番号: CM0028892



前書き

ヒトPYCR1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、
マウス、ラットに反応性あり。プロリン生合成および
酸化ストレス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PYCR1 Rabbit pAb
備考/別名	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B; PYCR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5831
遺伝子ID	5831
免疫原	ヒトPYCR1 (NP_008838.2) のアミノ酸1-319に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P32322
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ