

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Pycr1ウサギモノクローナル抗体 - P32322

商品番号: CM0008024



前書き

ヒトPYCR1に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF、IHC、ELISAで検証済み。プロリン代謝、ミトコンドリア機能、酸化ストレス応答の研究に最適です。CamelBioのワンストップIVD原材料サプライチェーンが支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PYCR1ウサギmAb
備考／別名	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	5831
GeneID	5831
免疫原	ヒトPYCR1 (NP_008838.2) のアミノ酸211～310内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P32322
タンパク質分子量	33kDa
配送	保冷バッグ