

Wb、Elisa用抗Pycr1ウサギポリクローナル抗体 - P32322

商品番号: CM0017363



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質な抗PYCR1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPYCR1を検出します。プロリン生合成および酸化ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PYCR1ウサギpAb
備考／別名	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B; PYCR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5831
遺伝子ID	5831
免疫原	ヒトPYCR1 (NP_008838.2) のアミノ酸1〜319に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P32322
タンパク質分子量	33kDa
配送	保冷バッグ