


抗Pycr2ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q96C36

商品番号: CM0018190



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ由来ポリクローナル抗PYCR2抗体です。34

kDaのタンパク質を検出し、ヒト、マウス、ラットの検体を用いたプロリン生合成および酸化ストレスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PYCR2 ウサギ pAb
別名	HLD10; P5CR2; PYCR2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	29920
GeneID	29920
免疫原	ヒトPYCR2（NP_037460.2）のアミノ酸271-320番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96C36
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	氷袋