

WbおよびElisa用抗Pycrlポリクローナル抗体 - Q53H96

商品番号: CM002282

前書き

マウスとの交差反応性を示し、WBおよびELISAで検証済みのPYCRLウサギポリクローナル抗体。プロリン生合成および代謝経路の調査に最適です。ヒトサンプルに最適化されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PYCRL Rabbit pAb
備考/別名	PYCRL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	65263
GeneID	65263
免疫原	ヒトPYCRL (NP_075566.2) のアミノ酸13-286に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q53H96
タンパク質分子量	29kDa
配送	氷袋