

抗Pyglウサギポリクローナル抗体 - P06737

商品番号: CM0024931



前書き

ヒトPYGL（肝臓グリコーゲンホスホリラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAの各用途に使用できます。ヒト、マウス、ラットのPYGLを検出します。グルコース恒常性およびグリコーゲン代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PYGL ウサギpAb
別名	GSD6; PYGL
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5836
遺伝子ID	5836
免疫原	ヒトPYGL (NP_002854.3) のアミノ酸690～847に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06737
タンパク質分子量	97kDa
輸送方法	氷袋