

## Wb、Elisa用抗Pygmウサギポリクローナル抗体 - P11217

商品番号: CM0028537



### 前書き

ヒトPYGM（ミオホスホリラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。グリコーゲン代謝およびマカードル病の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 製品名      | PYGM Rabbit pAb                                       |
| 備考/別名    | GSD5; PYGM                                            |
| 種        | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID    | 5837                                                  |
| 免疫原      | ヒトPYGM (NP_005600.1) のアミノ酸743-842に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース      | ウサギ                                                   |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS    | P11217                                                |
| タンパク質分子量 | 97kDa                                                 |
| 配送       | 氷袋                                                    |