

Wb、If/Icc、Elisa用抗Pym1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Brp8

商品番号: CM0022726

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質な抗PYM1ウサギポリクローナル抗体。NMDおよび翻訳に関する主要なエクソンジャンクション複合体制御因子であるヒト、マウス、ラットPYM1（Q9BRP8）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PYM1ウサギpAb
備考／別名	PYM; WIBG; PYM1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	84305
GeneID	84305
免疫原	ヒトPYM1（NP_115721.1）のアミノ酸1〜204に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BRP8
タンパク質分子量	23 kDa
配送	保冷バッグ