


WbおよびElisa用ピロホスファターゼ1モノクローナル抗体 - Q15181

商品番号: CM0003512



前書き

ヒトピロホスファターゼ1（PPA1、Q15181）を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応し、種を超えた代謝およびシグナル伝達研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ピロホスファターゼ1 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	PP, PPI, IOPPP, HEL-S-66p, SID6-8061, ピロホスファターゼ1
種	ヒト
GeneGeneID (ヒト)	5464
GeneID	5464
免疫原	ヒトピロホスファターゼ1 (Q15181) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q15181
タンパク質分子量	33 kDa
配送	アイスバッグ