


抗ピルビン酸カルボキシラーゼ (Pc) ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Ip, Elisa用) - P11498

商品番号: CM0026265



前書き

ヒトピルビン酸カルボキシラーゼ (PC) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAアプリケーションで検証済み。マウスおよびラットのPCと交差反応性あり。糖新生および脂質代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ピルビン酸カルボキシラーゼ (PC) ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	PCB; ピルビン酸カルボキシラーゼ (PC)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5091
遺伝子ID	5091
免疫原	ヒトピルビン酸カルボキシラーゼのアミノ酸879-1178を含む組換え融合タンパク質 (NP_001035806.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11498
タンパク質重量	130kDa
配送	アイスバッグ