


抗Qarsウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc、If、Elisa対応） - P47897

商品番号: CM0025347



前書き

ヒトQARS（グルタミル-tRNA合成酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC、IF、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと反応します。脳発生研究やタンパク質合成研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	QARS Rabbit pAb
備考／別名	QARS; GLNRS; MSCCA; PRO2195
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5859
GeneID	5859
免疫原	ヒトQARS (NP_005042.1) のアミノ酸1-250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
応用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P47897
タンパク質分子量	88kDa
輸送方法	氷袋