

WbおよびElisa用 Anti-Qdpr ポリクローナル抗体 - P09417

商品番号: CM0028189



前書き

ヒトQDPR（DHPR, SDR33C1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。テトラヒドロbiopterin生合成およびフェニルケトン尿症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	QDPR ウサギ pAb
備考/別名	DHPR; PKU2; HDHPR; SDR33C1; QDPR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5860
GeneID	5860
免疫原	ヒトQDPR (NP_000311.2) のアミノ酸1-244に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09417
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	保冷バッグ