


Wb用抗Qkiモノクローナル抗体 - Q96Pu8

商品番号: CM0006292



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのQKIウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。RNAスプライシング、安定性、ミエリン形成の主要な調節因子であるKHドメイン含有RNA結合タンパク質QKIを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	QKIウサギmAb
備考／別名	QK; Hqk; QK1; QK3; hqkl; QKI
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9444
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96PU8
タンパク質分子量	38kDa
配送	保冷バッグ