


Wb、If/Icc、Elisa用抗Qkiポリクローナル抗体 - Q96Pu8

商品番号: CM0027258



前書き

ヒトQKIタンパク質（Gene ID: 9444, SWISS: Q96PU8）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。RNA生物学や神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	QKI ウサギ pAb
別名	QK; Hqk; QKI; QK3; hqkl; QKI
対象種	ヒト
GeneID	9444 (ヒト)
免疫原	ヒトQKI（NP_006766.1）のアミノ酸1-341に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96PU8
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	氷袋