


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Qki ウサギモノクローナル抗体 - Q96Pu8

商品番号: CM0002472



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みのQKIウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのQKIタンパク質（約38kDa）を認識。RNA代謝および髄鞘形成研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	QKI ウサギ mAb
備考/別名	QK; Hqk; QKI; QK3; hqkI; QKI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9444
GeneID	9444
免疫原	合成ペプチド ヒトQKI (Q96PU8) のアミノ酸242-341に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96PU8
タンパク質分子量	38kDa
配送	保冷バッグ