


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Qpct ポリクローナル抗体 - Q16769

商品番号: CM0025233



前書き

ヒトQPCTに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA用。組換え免疫原。マウス、ラットと交差反応性あり。ピログルタミルペプチドおよびアミロイドβの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	QPCT ウサギ pAb
備考/別名	QC; GCT; sQC; QPCT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25797
GeneID	25797
免疫原	ヒトQPCT (NP_036545.1) のアミノ酸1-361に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16769
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ