


WbおよびElisa用 Anti-Qprt ポリクローナル抗体 - Q15274

商品番号: CM0017587



前書き

ヒトQPRT（ニコチン酸ヌクレオチドピロホスホリラーゼ）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットとの交差反応性あり。キノリン酸代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	QPRT Rabbit pAb
備考/別名	QPRTase; HEL-S-90n; QPRT
種	ヒト
GeneID（ヒト）	23475
GeneID	23475
免疫原	ヒトQPRT（NP_055113.2）のアミノ酸1-297に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15274
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ