

WbおよびElisa用抗Qsox2ポリクローナル抗体 - Q6Zrp7

商品番号: CM0018700

前書き

QSOX2ウサギポリクローナル抗体はヒトQSOX2を検出し、マウスと交差反応します。WBおよびELISAで検証済みです。アポトーシスおよびジスルフィド結合形成におけるスルヒドリルオキシダーゼ2の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	QSOX2 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	SOXN; QSCN6L1; QSOX2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	169714
免疫原	ヒトQSOX2のアミノ酸370-650に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_859052.3)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q6ZRP7
タンパク質重量	78kDa
配送	アイスバッグ