

WbおよびElisa用Anti-R9Ap/Rgs9Bpポリクローナル抗体 - Q6Zs82

商品番号: CM0019204

前書き

光伝達におけるRGS9-1の膜アンカーであるR9AP/RGS9BPを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。視覚およびGPCRシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	R9AP/RGS9BP Rabbit pAb
備考/別名	R9AP; RGS9; PERRS; R9AP/RGS9BP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	388531
免疫原	ヒト R9AP/RGS9BP (NP_997274.2) のアミノ酸1-107以内の配列に対応する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6ZS82
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ