


Wb・Elisa用 抗Rab10 ウサギポリクローナル抗体 - P61026

商品番号: CM0027732



前書き

ヒトRAB10に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。マウスと交差反応します。標的タンパク質は、ゴルジ体から形質膜への輸送、繊毛形成、自然免疫に関与する小型GTPaseです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB10 Rabbit pAb
別名	RAB10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10890
GeneID	10890
免疫原	ヒトRAB10 (NP_057215.3) のアミノ酸98～198番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P61026
タンパク質分子量	23kDa
輸送方法	保冷剤