


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Rab11A ポリクローナル抗体 - P62491

商品番号: CM0015817



前書き

ヒトRAB11A特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。ラットと交差反応します。エンドサイトーシスリサイクルおよび膜輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB11A Rabbit pAb
備考/別名	YL8; RAB11A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8766
遺伝子ID	8766
免疫原	ヒトRAB11A (NP_004654.1) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P62491
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ